

Sistema de cambio iónico	Osmosis inversa	Sist. de agua ultrapura	Resinas combinadas
Resinas de lecho mixto	Equipos ind. de RO	Suavizadores	Accesorios

## Sistemas de agua ultrapura

TKA MicroPure
TKA GenPure
TKA Pacific UP/UPW
TKA MicroLab
TKA Smart2Pure
<b>TKA Tanque de agua</b>
Kit de filtros



## Tanque TKA 30/60 de agua purificada

Para el almacenaje seguro y confortable de agua purificada









El tanque TKA con una capacidad de 30 o 60 litros ofrece:

- ➔ **Abertura grande** - para la limpieza manual fácil y efectiva cerrada herméticamente con tapa roscada.
- ➔ **Filtro esterilizante de ventilación** - mantiene el aire recogido libre de bacterias.  
En forma opcional además:
  - Rebose esterilizante - protege contra repleción
  - Adsorbente de CO<sub>2</sub> - evita el aumento del TOC por medio de la adsorción de CO<sub>2</sub>.
- ➔ **Interruptor de flotador** - para la regulación de nivel completamente automática.
- ➔ **Tanque de polietileno**, resistente al agua ultrapura, impermeable a la luz y no contaminante para los productos alimenticios.

**Tanque de agua purificada**

**Capacidad:** 30 litros o 60 litros

<b>Material:</b>	PE según ME 8159 y NG2431 E, resistente al agua ultrapura, impermeable a la luz, no contaminante para los productos alimenticios		<b>Salida cónica por el fondo</b> - permite el vaciamiento completo para la limpieza y la desinfección altamente efectivas.
<b>Toma:</b>	Altura 240 mm		
<b>Rebose:</b>	Conexión de tubo d8		<b>Grifo para la toma de agua purificada</b> - con un espacio libre de 24 cm para la toma práctica de agua.
<b>Diámetro:</b>	380 mm		
<b>Altura 30/60:</b>	598 mm / 912 mm		
<b>Peso en kg:</b>			
<b>Tanque 30/60</b>	6/7 (standar)		<b>Parte inferior</b> - le da una posición segura al tanque. Contiene además la bomba opcional de recirculación para la protección del contenido del tanque contra la producción de gérmenes en caso de que el agua quede estancada.
<b>Tanque 30/60</b>	8/10 (con recirculación)		
			<b>Soporte de pared</b> - permite el montaje fácil en la pared y no ocupa mucho espacio.
			<b>Conexión para bomba de presión</b> para el abastecimiento de los aparatos finales.
			<b>Conexión para lavadora.</b>

### Tanques TKA de agua purificada

06.5030	<b>Tanque de reserva de 30 litros</b> , standar
06.5035	<b>Tanque de reserva de 30 litros</b> , con bomba de recirculación
06.5060	<b>Tanque de reserva de 60 litros</b> , standar
06.5065	<b>Tanque de reserva de 60 litros</b> , con bomba de recirculación

**Accesorios para los tanques TKA de agua purificada** no incluidos en el equipamiento standar:

06.5001	<b>Rebose esterilizante</b>
06.5002	<b>Adsorbente CO<sub>2</sub> + filtro esterilizante de ventilación 0,2 µm</b>
06.5003	<b>Filtro esterilizante de ventilación 0,2 µm</b>

- 06.5004 **Luz UV de inmersión** para el tanque de 30 l
- 06.5005 **Luz UV de inmersión** para el tanque de 60 l
- 06.5012 **Bomba de presión** para tanque de reserva
- 06.5015 **Soporte de pared** para el tanque de reserva de 30/60 l